

【自分のための個人カルテ】スマホアプリで毎日の健康管理！

体動センサ



非接触型センサでストレスフリー！

スマホアプリで/
簡単に確認ができます



体動センサ「安心ひつじ S8」を
寝具の下に置いて寝るだけ

- ✔ スマホアプリで簡単に確認できます
- ✔ Wi-Fi がなくてもコンセントに挿すだけですぐに使えます！
- ✔ 寝ている間の心拍・呼吸の状態をグラフで見ることができます
- ✔ お知らせメール機能付き



心拍・呼吸の見える化を実現！

こんな時に
役立ちます



いち早く自分の
体調変化に
気づきたい


睡眠状態を知る
事で、生活習慣を
見直したい

遠くにいる
1人暮らしの
家族の睡眠状態を
確認したい

スマホアプリ画面イメージ



利用イメージ一例



※センサの上に寝ている場合のみ計測できます

主な利用用途

在宅介護


- 高齢者の一人暮らしの状態把握が可能
- 家族が旅行先や勤務先でも確認できるので安心できる
- 家族の了承により、かかりつけ医や看護師も一緒に状態観察できる

企業

- 従業員の健康ケアのお手伝い



寝具
(マットレス・布団)



安心ひつじS8
(頭の下になるように設置)

安心ひつじS8設置イメージ

製品仕様

項目	内容	備考	項目	内容	備考
型式	SSS-3001		信号方式	圧力変化検知機構	
種別	内臓機能検査用機器		対象年齢	12歳以上	
医療機器番号	07B3X10005620110		入力電源	AC100V 50~60Hz	日本国内向け
名称	一般名称: 体動センサ / 販売名: 安心ひつじS8		消費電力	3Wh以下	
クラス分類	クラスI (一般医療機器)		動作温度範囲	10~35°C	室内に限る
電撃に対する保護の形式	クラスII機器		動作湿度範囲	30~85%	室内に限る
寸法	幅: 600mm × 高さ: 15mm × 奥行 200mm		動作気圧範囲	700~1060 hPa	
JANコード	4589810400065		冷却方式	自然冷却	

本製品は、疾病の診断または治療を目的とした機械器具ではありません。

お問い合わせ

製造販売元



株式会社 エヌジェイアイ

TEL 0120-914-469